

ABPMpro



**Edistyksellinen uutuus ambulatoriseen (24 h) verenpaineen mittaukseen.
Laitteessa on mittalaite suoraan verenpainemansetin päällä
– erilliselle johdolle ei tarvetta**

ABPMpro:ssa on useita kehittyneitä ominaisuuksia, kuten sisäinen anturi, joka mittaa aktiivisuutta ja kehon asentoa. Sisältää myös sisäisen 1-kanavaisen EKG:n. Potilaan mukavuutta lisää ergonomisesti muotoiltu mansetti ilman tiellä olevaa johtoja.

- ABPMpro on lääketieteellisesti hyväksyttyä teknologiaa 24 tunnin verenpaineen mittaamiseen.
- Mittalaitteessa on ladattavat akut, joita ladataan 20 minuuttia jokaisen uuden potilaan välissä.
- Kehitetty ja valmistettu Saksassa.
- ABPMpro mittaa verenpainetta kahdessa vaiheessa: ensin se täyttää mansetin ilmalla (inflaatiovaihe), ja jos ensimmäinen yritys epäonnistuu, se yrittää uudelleen tyhjentää ilman mansetista (deflaatiovaihe) ja tekee toisen yrityksen.
- Mittalaitteessa on sisäänrakennettu asentotunnistin joka tunnistaa onko potilas makuulla vai seisoma- tai istuma-asennossa.
- Automattinen päivä/yö-tilan tunnistus.
- Päivitettävissä 3-kanavaisella EKG-sensorilla (Holter) ja Plethysmografiasensorilla (Pleth)