

InBody BWA 2.0



- Edistyksellinen bio-impedanssimittari terveydenhuollon ammattilaiselle.
- Hyvä työkalu ravitsemustilan ja nestetasapainon arvioimiseen.
- Segmentaalinen ECW/TBW-analyysi seuraa nestetasapainoa viidestä kehon eri osasta. Segmentaalinen nestetasapaino osoittaa paikallisen turvotuksen, joka voi olla merkki muista terveystilanteista.
- BWA 2.0 on tarkka kehon veden mittari, joka tarjoaa monipuolisia mittaustuloksia, kuten rasvaprosentin, lihasmassan, perusaineenvaihdunnan, kehon veden, viskeraalirasvan arvion ja muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä muuttujia.
- Soveltuu myös amputoidun potilaan mittaamiseen.
- 90 sekunnin testi.
- Mittaukset makuu-, istuma- tai seisoma-asennossa.
- Laitteen liikuteltavuus tekee mittaamisesta helppoa.
- InBody käyttää monitaajuisia, suoraa segmenttimittausta, 16 pisteen puristuselektrodijärjestelmää, jotta BWA tuottaa tuloksia joihin ikä, etninen tausta, sukupuoli eivät vaikuta.
- Soveltuu:
Ikä: 3–99 vuotiaille
Paino: 10–250 kg
Pituus: 95–220 cm

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote
I9F900006	BWA 2.0 Body Water Analyzer
	InBody elektrolyyttipyyhe



Kahden pihtielektrodin yhdistelmä takaa luotettavan toistettavuuden