

Nipro Dialyysineulat




TAVALLISET NEULAT

- EI DEHP:ta
- LATEKSITON
- GAMMA STERILOITU

STANDARDI

Vuosien kokemuksella erinomainen laatu sekä huolellinen valmistus ja laadunvalvonta



STANDARDI

STANDARDINEULAN EDUT

- Helppokäyttöinen AVF neula
- Tasainen kanylointi erittäin terävällä neulalla
- Optimaalinen verenvirtaus

TUOTETIEDOT

Standardit neulat

Arteria neula*	Vena neula*
AV-1420-HTC-15R	AV-1420-TC-15B
AV-1425-HTC-15R	AV-1425-TC-15B
AV-1432-HTC-15R	AV-1432-TC-15B
AV-1420-HTC-30R	AV-1420-TC-30B
AV-1425-HTC-30R	AV-1425-TC-30B
AV-1432-HTC-30R	AV-1432-TC-30B
AV-1520-HTC-15R	AV-1520-TC-15B
AV-1525-HTC-15R	AV-1525-TC-15B
AV-1532-HTC-15R	AV-1532-TC-15B
AV-1520-HTC-30R	AV-1520-TC-30B
AV-1525-HTC-30R	AV-1525-TC-30B
AV-1532-HTC-30R	AV-1532-TC-30B
AV-1620-HTC-15R	AV-1620-TC-15B
AV-1625-HTC-15R	AV-1625-TC-15B
AV-1632-HTC-15R	AV-1632-TC-15B
AV-1620-HTC-30R	AV-1620-TC-30B
AV-1625-HTC-30R	AV-1625-TC-30B
AV-1632-HTC-30R	AV-1632-TC-30B
AV-1720-HTC-15R	AV-1720-TC-15B
AV-1725-HTC-15R	AV-1725-TC-15B
AV-1732-HTC-15R	AV-1732-TC-15B
AV-1720-HTC-30R	AV-1720-TC-30B
AV-1725-HTC-30R	AV-1725-TC-30B
AV-1732-HTC-30R	AV-1732-TC-30B

Yksineula

SGN*
SGN1420-HTC-15RB
SGN1425-HTC-15RB
SGN1432-HTC-15RB
SGN1420-HTC-30RB
SGN1425-HTC-30RB
SGN1432-HTC-30RB
SGN1520-HTC-15RB
SGN1525-HTC-15RB
SGN1532-HTC-15RB
SGN1520-HTC-30RB
SGN1525-HTC-30RB
SGN1532-HTC-30RB
SGN1620-HTC-15RB
SGN1625-HTC-15RB
SGN1632-HTC-15RB
SGN1620-HTC-30RB
SGN1625-HTC-30RB
SGN1632-HTC-30RB
SGN1720-HTC-15RB
SGN1725-HTC-15RB
SGN1732-HTC-15RB
SGN1720-HTC-30RB
SGN1725-HTC-30RB
SGN1732-HTC-30RB

Koko (Gauge)	Neulan pituus (mm)	Jatkoletkun pituus (mm)	Väri
14	20	150	■
14	25	150	■
14	32	150	■
14	20	300	■
14	25	300	■
14	32	300	■
15	20	150	■
15	25	150	■
15	32	150	■
15	20	300	■
15	25	300	■
15	32	300	■
16	20	150	■
16	25	150	■
16	32	150	■
16	20	300	■
16	25	300	■
16	32	300	■
17	20	150	■
17	25	150	■
17	32	150	■
17	20	300	■
17	25	300	■
17	32	300	■

* Neula kääntyvillä siivillä. Arteria- ja vena neulat on saatavilla myös kiinteillä siivillä.




TAVALLISET NEULAT

- LATEKSITON
- GAMMA STERILOITU

MUOVIKANYYYLIT

Mukavaan ja joustavaan hoitoon



MUOVIKANYYLIN EDUT

- Muovinen fistelineula voi ehkäistä verisuonten komplikaatioita
- Fistelin kypsymisvaiheessa turvallinen kanylointi
- Pienempi perforaatio riski
- Mahdollistaa potilaiden liikkumisen hoidon aikana
- Parempi vaihtoehto metalliallergisille potilaille

TUOTETIEDOT

AVF Muovikanyyli	Koko (Gauge)	Kanyylin pituus (mm)	Väri
AV-CATH-1420	14	20	
AV-CATH-1425	14	25	
AV-CATH-1432	14	32	
AV-CATH-1438	14	38	
AV-CATH-1525	15	25	
AV-CATH-1532	15	32	
AV-CATH-1538	15	38	
AV-CATH-1625	16	25	
AV-CATH-1632	16	32	
AV-CATH-1638	16	38	
AV-CATH-1725	17	25	
AV-CATH-1732	17	32	
AV-CATH-1738	17	38	

TURVANEULAT

Suoja pistotapaturmia vastaan

Terveystieteiden ammattilaiset altistuvat vuosittain neulanpisto ja viilto tapaturmille. Maailman Terveysjärjestö arvioi, että 3 miljoonaa 35 miljoonasta terveystieteiden ammattilaisesta, altistuu vuosittain veren kautta kulkeutuville patogeeneille, näiden vammojen seurauksena. Lähes 50 % tapaturmista jää raportoimatta, mikä johtaa huomattavaan aliarviointiin.

Koska joka viidettä dialyysipotilasta maailmanlaajuisesti pidetään HIV, hepatiitti A ja C riskinä, pistotapaturmat ovat merkittävä ammatillinen vaara sekä terveystieteiden ammattilaisille, että sairaaloille.

Pistotapaturmien vaikutukset terveystieteiden ammattilaisille

- Pistotapaturman jälkeen ennen kuin kontaminaatio on vahvistettu tai poissuljettu:
 - Stressi ja heikentynyt työkyky
- Ne jotka kärsivät sairaudesta tapaturman vuoksi
 - Elinikäiset seuraukset
 - Fyysinen ja emotionaalinen mukautuminen
 - Taloudellisia rasitteita
 - Joissain tapauksissa kyvyttömyys jatkaa työskentelyä terveystieteiden ammattilaisena

Pistotapaturmien vaikutukset sairaaloille

- Kustannuksia laboratorionäytteiden ottamisesta, korvauksista ja poissaoloista
- Tietotaidon menetys ja uusien ihmisten perehdytykseen kulunut aika

Pistotapaturmia voidaan ehkäistä käyttämällä sellaisia lääkinnällisiä tuotteita, joissa on "turvamekanismeja", ja lopettamalla terävien tuotteiden tarpeeton käyttö. Kliinisten ohjeiden suositukset kontaminaation ehkäisemiseksi ovat seuraavat:

- Turvamekanismin on oltava kiinteä osa turvalaitteita, ei erillinen lisävaruste
- Turvamekanismin aktivoinnin on oltava helppokäyttöinen ja sen tulee olla käyttäjän hallinnassa
- Yksikäyttöinen tai automaattinen aktivointi on suositeltavaa
- Turvamekanismin aktivointi pitää ilmaista ääni-, tunto- tai visuaalisen merkin avulla
- Turvamekanismi ei saa olla palautuva, kun se on aktivoitu

TURVANEULAT

- Ei DEHP:ta
- LATEKSITON
- GAMMASTERILOITU

SAFETOUCH™ AVF TURVANEULA

Turvalliseen ja onnistuneeseen hoitoon

ERITTÄIN TERÄVÄ JA SILIKONOITU 3-VIISTE NEULA

Takaa tasaisen ja optimaalisen kanyloinnin, ja ehkäisee suonenseinämän trauma

MUSTA JA PUNAINEN TÄPLÄ

Osoittaa kääntyvillä siivillä varustetun neulan viisteen asennon

KÄÄNNETTÄVÄT TAI KIINTEÄT VÄRIKODATUT SIIVET

Helpottaa neulan koon tunnistamisessa

SAFETOUCH™ TURVAMEKANISMI

Ehkäisee pistotapaturmia

PEHMEÄ JOUSTAVA LETKU

Helpottaa puristusta veritiehen yhdistämisen/irrottamisen aikana

SUIPPENEVA LUER

Takaa turvallisen ja helpon yhdistämisen/irrottamisen veriletkuihin

OVAALIN MUOTOINEN SIVUREIKÄ

Optimoi verenvirtauksen ja minimoi arterianeulan nappaamisen suonenseinämään

ERITTÄN OHUT NEULAN SEINÄMÄ

Takaa optimaalisen verenvirtauksen

PINTAKÄSITELLYT SIIVET

Turvallinen ote liikuteltaessa neulaa

VÄRIKODATUT SULKIJAT JA LUER

Helpottaa arteria ja vena neulan erottamista toisistaan

SAFETOUCH™ AVF NEULAN OMINAISUUDET

- Vähentää pistotapaturmia
- Peruuttamaton mekanismi
- Turvaominaisuus, joka mahdollistaa yhdenkäden pistotekniikan
- Turvamekanismin lukittuessa kuuluu selkeä napsahdus
- Ainutlaatuinen lukitusmekanismi

SAFETOUCH™ AVF NEULAN TURVAMEKANISMI

1. Pidä yhdellä kädellä siipisuojaa ja/tai siipiä
2. Toisella kädellä vapauta lukitus painamalla tulpan molemmiin puolin
3. Liu'uta tulppa eteenpäin, kunnes se lukittuu kokonaan, jolloin kuuluu napsahdus

TUOTETIEDOT

Arteria Neula*	Vena neula*	Koko (Gauge)	Neulan pituus (mm)	Jatkoletkun pituus (mm)	Väri
AVSF1420-HTC-15R	AVSF1420-TC-15B	14	20	150	■
AVSF1425-HTC-15R	AVSF1425-TC-15B	14	25	150	■
AVSF1432-HTC-15R	AVSF1432-TC-15B	14	32	150	■
AVSF1420-HTC-30R	AVSF1420-TC-30B	14	20	300	■
AVSF1425-HTC-30R	AVSF1425-TC-30B	14	25	300	■
AVSF1432-HTC-30R	AVSF1432-TC-30B	14	32	300	■
AVSF1520-HTC-15R	AVSF1520-TC-15B	15	20	150	■
AVSF1525-HTC-15R	AVSF1525-TC-15B	15	25	150	■
AVSF1532-HTC-15R	AVSF1532-TC-15B	15	32	150	■
AVSF1520-HTC-30R	AVSF1520-TC-30B	15	20	300	■
AVSF1525-HTC-30R	AVSF1525-TC-30B	15	25	300	■
AVSF1532-HTC-30R	AVSF1532-TC-30B	15	32	300	■
AVSF1620-HTC-15R	AVSF1620-TC-15B	16	20	150	■
AVSF1625-HTC-15R	AVSF1625-TC-15B	16	25	150	■
AVSF1632-HTC-15R	AVSF1632-TC-15B	16	32	150	■
AVSF1620-HTC-30R	AVSF1620-TC-30B	16	20	300	■
AVSF1625-HTC-30R	AVSF1625-TC-30B	16	25	300	■
AVSF1632-HTC-30R	AVSF1632-TC-30B	16	32	300	■
AVSF1720-HTC-15R	AVSF1720-TC-15B	17	20	150	■
AVSF1725-HTC-15R	AVSF1725-TC-15B	17	25	150	■
AVSF1732-HTC-15R	AVSF1732-TC-15B	17	32	150	■
AVSF1720-HTC-30R	AVSF1720-TC-30B	17	20	300	■
AVSF1725-HTC-30R	AVSF1725-TC-30B	17	25	300	■
AVSF1732-HTC-30R	AVSF1732-TC-30B	17	32	300	■

* Neula käännyvillä siivillä. Arteria- ja vena neulat on saatavilla myös kiinteillä siivillä.



TURVANEULAT

- EI DEHP:ta
- LATEKSITON
- GAMMASTERILOITU

SAFETOUCH TULIP™ Ergonominen suojaus

ERITTÄIN TERÄVÄ JA SILIKONOITU 3-VIISTE NEULA

Takaa tasaisen ja optimaalisen kanyloinnin, ja ehkäisee suonenseinämän traumoja

MUSTA JA PUNAINEN TÄPLÄ

Osoittaa kääntyvillä siivillä varustetun neulan viisteen asennon

KÄÄNNETTÄVÄT TAI KIINTEÄT VÄRIKODATUT SIIVET

Helpottaa neulan koon tunnistamisessa

TULIP™ TURVAMEKANISMI

Ehkäisee pistotapaturmia

PEHMEÄ JOUSTAVA LETKU

Helpottaa puristusta veritiehen yhdistämisen/irrottamisen aikana

SUIPPENEVA LUER

Takaa turvallisen ja helpon yhdistämisen/irrottamisen veriletkuihin

OVAALIN MUOTOINEN SIVUREIKÄ

Optimoi verenvirtauksen ja minimoi arterianeulan nappaamisen suonen seinämää

ERITTÄN OHUT NEULAN SEINÄMÄ

Takaa optimaalisen verenvirtauksen

PINTAKÄSITELLYT SIIVET

Turvallinen ote liikuteltaessa neulaa

VÄRIKODATUT SULKIJAT JA LUER

Helpottaa arteria ja vena neulan erottamista toisistaan

SAFETOUCH TULIP™ OMINAISUUDET

- Vähentää pistotapaturmia
- Peruuttamaton mekanismi
- Turvaominaisuus, joka mahdollistaa yhdenkäden pistotekniikan
- Turvamekanismin lukituessa kuuluu selkeä napsahdus
- Ainutlaatuinen patentoitu lukitusmekanismi*

SAFETOUCH TULIP™ TURVAMEKANISMI

1. Pidä yhdellä kädellä siipisuojaa ja/tai siipiä
2. Liu'uta TULIP-neulansuojaa toisella kädellä, kunnes TULIP-neulansuojuksen kärjen kaksi terälehteä asettuu siipien yli
3. Tartu letkuun TULIP-neulansuojuksen juuresta
4. Vedä letkua samalla kun työnnät TULIP-neulansuojaa eteenpäin peittämään neulan kokonaan, kunnes siipi on kiinnitetty TULIP-neulansuojaan kosketusnapilla

TUOTETIEDOT

Arteria Neula**	Vena neula**	Koko (Gauge)	Neulan pituus (mm)	Jatkoletkun pituus (mm)	Väri
AVT-1420-HTC-30R	AVT-1420-TC-30B	14	20	300	■
AVT-1425-HTC-30R	AVT-1425-TC-30B	14	25	300	■
AVT-1432-HTC-30R	AVT-1432-TC-30B	14	32	300	■
AVT-1520-HTC-30R	AVT-1520-TC-30B	15	20	300	■
AVT-1525-HTC-30R	AVT-1525-TC-30B	15	25	300	■
AVT-1532-HTC-30R	AVT-1532-TC-30B	15	32	300	■
AVT-1620-HTC-30R	AVT-1620-TC-30B	16	20	300	■
AVT-1625-HTC-30R	AVT-1625-TC-30B	16	25	300	■
AVT-1632-HTC-30R	AVT-1632-TC-30B	16	32	300	■
AVT-1720-HTC-30R	AVT-1720-TC-30B	17	20	300	■
AVT-1725-HTC-30R	AVT-1725-TC-30B	17	25	300	■
AVT-1732-HTC-30R	AVT-1732-TC-30B	17	32	300	■

** Neula kääntyvillä siivillä. Arteria- ja vena neulat on saatavilla myös kiinteillä siivillä.



* Patentoitu Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Espanjassa.

TURVANEULAT

- LATEKSITON
- GAMMASTERILOITU

AVF SAFETOUCH™ MUOVIKANYYYLI

AVF SAFETOUCH™ YKSINEULA MUOVIKANYYYLI

Turvallinen ja helppo käsitellä potilaan mukavuuden lisäämiseksi

ERITTÄIN TERÄVÄ JA SILIKONOITU 3-VIISTE NEULA

Takaa tasaisen ja optimaalisen
kanyloinnin, ja ehkäisee suonenseinämän
traumoja

MUOVIKANYYYLIN SIVUREIÄT

Optimoi verenvirtauksen ja vähentää
nappailua suonenseinämää

VÄRIKODATTU HUB/KESKIÖ

Helpottaa neulan koon tunnistamista

ERITTÄIN OHUT NEULAN SEINÄMÄ

Takaa optimaalisen verenvirtauksen

SUIPPENEVA LUER

Takaa turvallisen ja helpon
yhdistämisen/irrottamisen veriletkuihin

PEHMEÄ JOUSTAVA LETKU

Helpottaa puristusta veritiehen
yhdistämisen/irrottamisen aikana

SAFETOUCH™ TURVAMEKANISMI

Ehkäisee pistotapaturmia

NÄKYVÄ MERKINTÄ

Osoittaa neulan viisteasennon



AVF SAFETOUCH™ MUOVIKANYYYLI

SAFETOUCH™ MUOVIKANYYYLIN OMINAISUUDET

- Muovinen fistelineula voi ehkäistä verisuonten komplikaatioita
- Vähentää pistotapaturmien riskiä
- Fistelin kypsymisvaiheessa turvallinen kanylointi
- Pienempi perforaatio riski
- Mahdollistaa potilaiden liikkumisen hoidon aikana
- Parempi vaihtoehto metalliallergisille potilaille

SAFETOUCH™ MUOVIKANYYYLI, SAFETOUCH™ SINGLE NEEDLE MUOVIKANYYYLIN OMINAISUUDET

- Passiivinen turvalaite
- Neula suojataan välittömästi, kun se vedetään katetrasta
- Peruuttamaton mekanismi
- Ainutlaatuinen patentoitu lukitusmekanismi

TUOTETIEDOT

AVF SAFETOUCH™ MUOVIKANYYYLI

Kanyyli	Koko (Gauge)	Kanyylin pituus (mm)	Väri
AV-SF-CATH-1420	14	20	■
AV-SF-CATH-1425	14	25	■
AV-SF-CATH-1432	14	32	■
AV-SF-CATH-1438	14	38	■
AV-SF-CATH-1525	15	25	■
AV-SF-CATH-1532	15	32	■
AV-SF-CATH-1538	15	38	■
AV-SF-CATH-1625	16	25	■
AV-SF-CATH-1632	16	32	■
AV-SF-CATH-1638	16	38	■
AV-SF-CATH-1725	17	25	■
AV-SF-CATH-1732	17	32	■
AV-SF-CATH-1738	17	38	■

AVF SAFETOUCH™ AVF YKSINEULA MUOVIKANYYYLI

Kanyyli	Koko (Gauge)	Kanyylin pituus (mm)	Väri
SGNSF-CATH-1425	14	25	■
SGNSF-CATH-1432	14	32	■
SGNSF-CATH-1525	15	25	■
SGNSF-CATH-1532	15	32	■
SGNSF-CATH-1625	16	25	■
SGNSF-CATH-1632	16	32	■




TURVANEULAT

- Ei DEHP:ta
- LATEKSITON
- GAMMASTERILOITU

SAFETOUCH DIALYSIS CATH PLUS

Estää ei toivotun verenvuodon



Verensulkuventtiili

- Vähentää kanyylin käsittelykertoja
- Helpottaa yhdistämistä ja irrottamista veriletkusta
- Poistaa erillisen letkunpuristimen tarpeen

Turvamekanismi

- Vähentää pistotapaturmien riskiä

Terävä silikonoitu

3-viisteinen muovikanyyli

- Voivat estää verisuonikomplikaatioita
- Fistellin kypsymisvaiheessa turvallinen kanylointi
- Pienentää perforaatoriskiä
- Mahdollistaa potilaan vapaamman liikkumisen
- Sopiva vaihtoehto metalliallergisille potilaille

Turvamekanismi

- Vähentää hoitohenkilökunnan verikontaminaatioita ja pistotapaturmista aiheutuvia kuluja

Muovikanyylit

- Estävät veritie komplikaatioita ja niihin liittyviä lisäkustannuksia

Kanyyli	Koko (Gauge)	Kanyylin pituus (mm)	Väri
AVSF-CATHP-1525-GJ	15	25	●
AVSF-CATHP-1532-GJ	15	32	●
AVSF-CATHP-1538-GJ	15	38	●
AVSF-CATHP-1625-GJ	16	25	○
AVSF-CATHP-1632-GJ	16	32	○
AVSF-CATHP-1638-GJ	16	38	○
AVSF-CATHP-1725-GJ	17	25	●
AVSF-CATHP-1732-GJ	17	32	●
AVSF-CATHP-1738-GJ	17	38	●

BIOHOLE™ RUVENPOISTAJA

Turvallinen ja helppo väline ruven poistamiseen

BioHole™ ruvenpoistaja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä buttonhole tekniikan kanssa pistokanavan aukolle muodostuvan ruven poistamiseen.

Biohole™ Ruvenpoistajan ominaisuudet

- Yksittäin pakattu
- Steriili
- Materiaali: muovi
- Vähentää neulanpisto-tapaturmariskiä
- Hyvä ote
- Kuuluu BioHole™ neulojen pakettiin, mutta tilattavissa myös yksittäin steriilisti pakattuna



Tuotenumero

SCAB-REMOVER

BIOHOLE™ NEULAT

Buttonhole tekniikka: Turvallisuuden ja potilasmukavuuden yhdistelmä

Buttonhole tekniikka auttaa lisäämään potilaan mukavuutta ja tarjoaa kanylointivarmuutta.

Hemodialyysi hoitotyön ohjeistuksessa suositellaan erilaisia tekniikoita, kuten buttonhole, ehkäisemään veriteiden komplikaatioita:


- Vähentää kipua kanyloitaessa
- Vähentää aneurysman riskiä
- Vähentää veritietä ongelmia
- Helpottaa potilaiden itse kanylointia
- Parantaa fistelin ulkonäköä

Optimoi potilaiden mukavuutta

- Vähentää kipua tikapuu tekniikkaan verrattuna
- Lisää kanylointivarmuutta ja vähentää hematomien syntymistä
- Itsekanylointi lisää kotihemopotilaiden vapautta
- Esteettinen näkökulma: Vähentää aneurysman muodostumista ja vain kaksi kanylointikohtaa
- Lyhentää kanylointikohdan verenvuotoa

Tehostaa toimintaa

- Parantaa veritien ennustetta
- Parantaa kanylointivarmuutta
- Vähentää työmäärää: Lyhentää vuotoaikaa, estää verenvuotoa, vähentää hematooman riskiä ja niihin liittyviä komplikaatioita



TERÄVÄ NEULA

Ensimmäisiin kanylointeihin ennen buttonhole kanylointien aloitusta



TYLPPÄ NEULA

Buttonhole tekniikalle

BIOHOLE™ NEULAT

- EI DEHP:ta
- LATEKSITON
- GAMMASTERILOITU

BIOHOLE™ NEULA, BIOHOLE™ YKSINEULA HOITOIHIN

SILIKONOITU TYLPPÄ NEULA

Takaa tasaisen ja optimaalisen kanyloinnin, ja ehkäisee suonenseinämän traumoja

KÄÄNNETTÄVÄT TAI KIINTEÄT VÄRIKODATUT SIIVET

Helpottaa neulan koon tunnistamisessa

PEHMEÄ JOUSTAVA LETKU

Helpottaa puristusta veritiehen yhdistämisen/irrottamisen aikana

RUVEN POISTAJA

Helpottaa ruvenpoistamista buttonhole tekniikkaa käytettäessä

SUIPPENEVA LUER

Takaa turvallisen ja helpon yhdistämisen/irrottamisen veriletkuihin

OVAALIN MUOTOINEN SIVUREIKÄ

Optimoi verenvirtauksen ja vähentää nappailua suonenseinämää

ERITTÄN OHUT NEULAN SEINÄMÄ

Takaa optimaalisen verenvirtauksen

MUSTA JA PUNAINEN TÄPLÄ

Osoittaa kääntyvillä siivillä varustetun neulan viisteen asennon

PINTAKÄSITELLYT SIIVET

Turvallinen ote liikuteltaessa neulaa

VALKOINEN KLAMPPI

Helpottaa terävien ja tylppien neulojen erottamista

VÄRIKODATUT LUERIT

Helpottaa arteria ja vena neulan erottamista toisistaan

BIOHOLE™ NEULA


BIOHOLE™ JA BIOHOLE™ S/N NEULOJEN EDUT

- Suunniteltu buttonhole tekniikan kanssa käytettäväksi
- Helppokäyttöisiä
- Optimaalinen verenvirtaus

TUOTETIEDOT

Arteria Neula*	Vena neula*	Yksineula*	Koko (Gauge)	Neulan pituus (mm)	Jatkoletkun pituus (mm)	Väri
AVD1420-HTC-15R	AVD1420-TC-15B	SGD1420-HTC-15RB	14	20	150	■
AVD1425-HTC-15R	AVD1425-TC-15B	SGD1425-HTC-15RB	4	25	150	■
AVD1432-HTC-15R	AVD1432-TC-15B	SGD1432-HTC-15RB	14	32	150	■
AVD1420-HTC-30R	AVD1420-TC-30B	SGD1420-HTC-30RB	14	20	300	■
AVD1425-HTC-30R	AVD1425-TC-30B	SGD1425-HTC-30RB	14	25	300	■
AVD1432-HTC-30R	AVD1432-TC-30B	SGD1432-HTC-30RB	14	32	300	■
AVD1520-HTC-15R	AVD1520-TC-15B	SGD1520-HTC-15RB	15	20	150	■
AVD1525-HTC-15R	AVD1525-TC-15B	SGD1525-HTC-15RB	15	25	150	■
AVD1532-HTC-15R	AVD1532-TC-15B	SGD1532-HTC-15RB	15	32	150	■
AVD1520-HTC-30R	AVD1520-TC-30B	SGD1520-HTC-30RB	15	20	300	■
AVD1525-HTC-30R	AVD1525-TC-30B	SGD1525-HTC-30RB	15	25	300	■
AVD1532-HTC-30R	AVD1532-TC-30B	SGD1532-HTC-30RB	15	32	300	■
AVD1620-HTC-15R	AVD1620-TC-15B	SGD1620-HTC-15RB	16	20	150	■
AVD1625-HTC-15R	AVD1625-TC-15B	SGD1625-HTC-15RB	16	25	150	■
AVD1632-HTC-15R	AVD1632-TC-15B	SGD1632-HTC-15RB	16	32	150	■
AVD1620-HTC-30R	AVD1620-TC-30B	SGD1620-HTC-30RB	16	20	300	■
AVD1625-HTC-30R	AVD1625-TC-30B	SGD1625-HTC-30RB	16	25	300	■
AVD1632-HTC-30R	AVD1632-TC-30B	SGD1632-HTC-30RB	16	32	300	■
AVD1720-HTC-15R	AVD1720-TC-15B	SGD1720-HTC-15RB	17	20	150	■
AVD1725-HTC-15R	AVD1725-TC-15B	SGD1725-HTC-15RB	17	25	150	■
AVD1732-HTC-15R	AVD1732-TC-15B	SGD1732-HTC-15RB	17	32	150	■
AVD1720-HTC-30R	AVD1720-TC-30B	SGD1720-HTC-30RB	17	20	300	■
AVD1725-HTC-30R	AVD1725-TC-30B	SGD1725-HTC-30RB	17	25	300	■
AVD1732-HTC-30R	AVD1732-TC-30B	SGD1732-HTC-30RB	17	32	300	■

* Neula kääntyvillä siivillä. Arteria- ja vena neulat on saatavilla myös kiinteillä siivillä



BIOHOLE™ NEULAT

- LATEKSITON
- GAMMASTERILOITU

BIOHOLE™ MUOVIKANYYYLI

Vähentää kipua kanyloitaessa

SILIKONOITU TYLPPÄ NEULA

Takaa tasaisen ja optimaalisen kanyloinnin, ja ehkäisee suonenseinämän trauma

SIVUREIÄT

Optimoi verenvirtauksen ja vähentää nappailua suonen seinämään

ERITTÄN OHUT NEULAN SEINÄMÄ

Takaa optimaalisen verenvirtauksen

VÄRIKODATTU HUB/KESKIÖ

Helpottaa neulan koon tunnistamista

PEHMEÄ JOUSTAVA LETKU

Helpottaa veriletkuihin yhdistämistä/irrottamista

SUIPPENEVA LUER

Takaa turvallisen ja helpon yhdistämisen/irrottamisen veriletkuihin

BIOHOLE™

MUOVIKANYYYLIN EDUT

- Muovinen fistelineula voi ehkäistä verisuonten komplikaatioita
- Fistelin kypsymisvaiheessa turvallinen kanylointi
- Pienempi perforaatio riski
- Mahdollistaa potilaiden liikkumisen hoidon aikana
- Parempi vaihtoehto metalliallergisille potilaille

TUOTETIEDOT

Kanyyli	Koko (Gauge)	Kanyylin pituus (mm)	Väri
AV-D-CATH-1425	14	25	■
AV-D-CATH-1432	14	32	■
AV-D-CATH-1438	14	38	■
AV-D-CATH-1525	15	25	■
AV-D-CATH-1532	15	32	■
AV-D-CATH-1538	15	38	■
AV-D-CATH-1625	16	25	■
AV-D-CATH-1632	16	32	■
AV-D-CATH-1638	16	38	■
AV-D-CATH-1725	17	25	■
AV-D-CATH-1732	17	32	■
AV-D-CATH-1738	17	38	■

BIOHOLE™ MUOVIKANYYYLI

Täydellinen BioHole™ Buttohole neula ja yksittäinen BioHole™ ruvenpoistaja kombinaatio

NORDIC
MEDCOM

Nordic Medcom on pohjoismainen yritys, jolla on pääkonttori Espoossa. Tarjoamme dialyysilaitteita ja -tarvikkeita sairaaloille Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Markkinointiorganisaatiomme, asiakastukemme sekä huoltomme on hyvin kehittyntä. Toimitamme tuotteemme nopeasti suoraan asiakkaillemme.

Nordic Medcom Oy, Olarinluoma 11, 02200 ESPOO
Puh. 09-2533 3600

E-mail: myynti@nordicmedcom.fi
nordicmedcom.fi