

PD: Peritoneal dialyskateter

Benämning	PD kateter
Användningsområde	Peritoneal dialysbehandling

Beskrivning	Silikon är biokompatibelt och flexibelt material utan knickbenägenhet. V-Serien: Mjuk, förböjd, v-formad PD kateter för bra komfort för patient. Förböjd kateter med exit neråt vilket är mer skonsamt för exit och minskar infektionsrisken. V-neck höger eller vänster vänd Rak eller coilad med dubbla kuffar. I-Serien: Mjuk rak kateter med enkel eller dubbel kuff Rak eller coilad tip X-Serien: Mjuk kateter med förlängning där en längre kateter behövs med utgångsställe i övre delen av buken
Material	Silikon
Storlek/Längd	Finns i olika längder V-Serien -15F-rak eller coilad I-Serien – 10,5, 15F- rak eller coilad X-Serien 15F- coilad
Design	Genomskinlig silikon med röntgentät remsa
Hållbarhet	Den sitter så länge det behov finns.
Sterilisering	EO
Förpackningsinnehåll	Kan beställas som enbart kateter alternativt med inläggnings bas set. Se Medcomps hemsida vad som ingår i de olika kateter-seten beroende på kateter
Tillverkare	Medcomp
Inläggnings teknik	Olika, beroende på kateter, patient och var du önskar placera exit.
Fakta	Ej knickbenägen MR kompatibel För mera information, inläggning etc, se Medcomps hemsida