

QuickCheck

Apuväline peritoniitti diagnostiikkaan

Ladattava leukosyyttimittari
PD-ammattilaisten käyttöön sairaalassa tai
kotikäynneillä.

Helposti ja nopeasti tulos vain 10 sekunnin
sisällä.

Herkkä tunnistamaan jo pieniä määriä
leukosyyttejä PD-nesteestä. Luotettava
leukosyyttilaskenta 10–10 000 solua/ μ l,
(ISDP kynnyksarvo peritoniitille 100 solua/ μ l).

Päivittäiseen testaukseen terveille,
oireisille sekä jo sairastuneille ja
lääkityksen aloittaneille potilaille.



Nopea ja tarkka mittaustulos helpottaa oikean
hoitopäätöksen tekoa sekä oikea-aikaisen
lääkityksen aloittamista. Mittaustulos antaa
tietoa hoitotiimille potilaan tilasta sekä kotihoidon
turvallisesta jatkumisesta tai sairaalahoidon
tarpeesta. Mittaus vahvistaa potilaan luottamusta
hoitomuodon toteuttamiseen ja auttaa potilasta
pysymään pitempään kotihoidossa, jolloin sairaalan
henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö toteutuu.

Testaukseen tarvitaan 3,5 ml PD-nestettä, testiaika
10 sekuntia, laite on ladattava ja mobiili. Mittauksen
laadun varmistus toteutuu sisäänrakennetulla
kalibroinnilla.