



SecurAcath

Kiinnitystarvike suonikatetrien ja dreerien kiinnitykseen

Kustannustehokas ja turvallinen kiinnitysankkuri CV- ja PICC-katetreille sekä dreeneille. Muuta kiinnitystä ei tarvita. Asetetaan ihon alle katetrin laitton yhteydessä. Ei tarvitse vaihtaa, voi olla paikoillaan niin kauan kuin katetrikin on.



securAcath.



Hygieeninen

- Ei tarvitse vaihtaa
- Mahdollistaa katetrinjuuren puhdistuksen 360°
- Ankkuroituu katetrin ulostuloaukosta ihon alle, ei lisätraumaa potilaan ihoon
- Estää katetrin liikkumisen edestakaisin katetrin ulostuloaukosta jolloin infektorisriski pienenee

Turvallinen

- MRI-yhteensopiva
- Ankkuroituu katetrin ulostuloaukosta ihon alle, ei lisätraumaa potilaan ihoon

Kustannustehokas

- Ei tarvitse vaihtaa
- Voi olla paikoillaan niin kauan kuin katetrikin on
- Muuta kiinnitystä ei tarvita
- Nopea ja helppo asentaa ja poistaa

Miellyttävä potilaalle

- Pieni tylppä ankkuri on kivuton potilaalle
- Nopea ja helppo asentaa ja poistaa
- Ankkuroituu katetrin ulostuloaukosta ihon alle, ompeleita ei tarvita
- Ei tarvitse vaihtaa

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
400130	SecurAcath 3 FR	10 kpl
400140	SecurAcath 4 FR	10 kpl
400110	SecurAcath 5 FR	10 kpl
400150	SecurAcath 6 FR	10 kpl
400120	SecurAcath 7 FR	10 kpl
400160	SecurAcath 8 FR	10 kpl
400170	SecurAcath 9 FR	10 kpl
400180	SecurAcath 10 FR	10 kpl
400200	SecurAcath 12 FR	10 kpl

Lateksiton, CE-merkitty, ankkuri Nitinolia