

Sureflux -Dialysaattori



- Selluloosatriasetaatti-membraani
- Saatavana low-, medium- ja high-flux -hoitoihin
- Kokoja myös pediatriseen hoitoon
- Ei sisällä Bisphenol A:ta eikä DEHP:tä
- Hyvä biologinen yhteensopivuus
- Mahdollistaa hoidon myös potilaille, jotka saavat synteettisestä kalvosta allergisen reaktion
- Gammasteriloitu

Sureflux L low-flux

Tuotenumero	Koko m ²
03L	0,3
05L	0,5
07L	0,7
09L	0,9
11L	1,1
13L	1,3
15L	1,5
17L	1,7
19L	1,9
21L	2,1

Sureflux E medium-flux

Tuotenumero	Koko m ²
05E	0,5
07E	0,7
09E	0,9
11E	1,1
13E	1,3
15E	1,5
17E	1,7
19E	1,9
21E	2,1

Sureflux UX high-flux

Tuotenumero	Koko m ²
11UX	1,1
13UC	1,3
15UX	1,5
17UX	1,7
19UX	1,9
21UX	2,1
25UX	2,5