

Tego® -turvakorkki



- Suljettu systeemi korkissa vähentää katetriperäisten infektioiden riskiä (korkissa on itsestään sulkeutuva membraani).
- Vähentää katetrin lumenen luerliittännän kuormitusta
- Steriili ja yksittäispakattu.
- Kliinisesti dokumentoitu, vaihdetaan 7 päivän välein (vaihdetaan joka neljännen hemodialyysihoidon alussa).
- Voidaan käyttää verenvirtausnopeuksilla aina 600 ml/min asti.
- Täyttää CDC-suosituksen (guidelines) kriteerit.
- Lisää hemodialyysikatetrin käytön turvallisuutta. Korkin kalvo sulkeutuu automaattisesti, kun Tego -turvakorkista poistetaan ruisku tai dialyysiletku (ilma-embolian riski vähenee).
- Helppo käyttää.
- Puhdistus tavallisimmilla desinfiointiaineilla (mm. Klorhexin®, 70% isopropyylialkoholi).
- Pieni koko ja pehmeä korkin pinta on potilasystävällinen.
- Korkin tilavuus 0,06 ml.

Tilaustiedot

Tilausnro	Tuote	Pakkaus
D1000	Tego -turvakorkki	100 kpl

