

Transportbokser

**Transportbokser for transport av
temperaturfølsomme produkter som blodceller,
laboratorieprøver, legemidler, organer for
transplantasjon mm**



- Velisolerte bokser av freonfri polyuretan
- Integrert lokk
- Enkel rengjøring
- Holdbare
- Temperaturtestet,
kontakt Nordic Medcom

Bestillingsinformasjon

Produkt	Lengde x bredde x dybde
Legend 6	21 x 16 x 15 cm
Island breeze 9	27 x 20 x 17 cm
Legend 24	27 x 20 x 34 cm
Island breeze 28	38 x 22 x 31 cm

Oppgitte mål er innvendig mål for boksene.