

WIRELESS USG - Ultraljudsscanner

- Trådlös och användarvänlig ultraljuds scanner

- Trådlös
- Liten och lätt
- Enkel att använda
- Nålguidning
- Möjlighet att spara, dela och dokumentera resultatet
- Ekonomisk

Wireless USG har ett eget skyddat Wi-Fi nätverk till en mobil enhet (Android eller IOS), vilken fungerar som skärm och kontrollenhet för scannern. Den trådlösa uppkopplingen underlättar arbetet, och tas enkelt med där den behövs. Ultraljudstyrd kanylering är bevisligen bättre för accessen och smärtfriare för patienten. Dessutom sparas arbetstid när man vet blodkärlets djup och riktning.



Produktinformation:

Ruta: mobilenheten

Scanner: 3.5Mhz (sektor och konvex)
7.5 MHz eller 10 MHz (lineär)

Djup: sektor och konvex:
100 – 200 mm, 7.5 MHz lineär: 80 mm

Grånyanser: 256

Batteridrift: 3 timmar

Storlek: 104 mm x 50 mm x 22 mm

Vikt: 0,3 kg

Beställningsinformation

Produktkod	Produkt
NMCIUS01	Wireless USG-sensor
NMCIUS02	Wireless USG-sensor + mobila enheter/monitor
DPC01	Skyddspåse till sensor, steril