

Physidia

förnyar livet med hemhemodialys



hemhemodialysbroschyr


En liten, bärbar hemhemodialysmaskin



- Den användarvänliga och löstagbara tabletten gör det lättare att förstå och använda maskinen.
- Inga speciella förändringsarbeten i hemmet. Allt du behöver är en jordad elkontakt. Slangen för använd dialysvätska kan placeras i lavoaren eller avloppet.
- Använder färdiga sterila 5 liters dialysatpåsar
- Mindre underhållsprocedurer:
 - inga underhållstvättar eller värmedesinfektion mellan dialyserna
- Ekologiskt alternativ:
 - låg elförbrukning
 - ingen vattenräkning för patienten
- Patientkortet garanterar trygg behandling
- Med på resor:
 - du kan göra dialys var du vill
 - Färdiga sterila dialysatpåsar gör det möjligt att resa.
- Vikt: 24 kg

Designad för hemmet och resor

- Flexibelt behandlings schema möjliggör individuella hemhemodialys behandlingar
- Mer tid att leva!



Enhetens mått: 40 cm x 40 cm x 40 cm

Mot ekologiskt och ekonomiskt hållbar hemhemodialys:

- Genom att minska mängden avfall som genereras från dialysbehandlingar
- Genom att minska elförbrukningen
- Ingen vattenräkning för patienten att betala!



Physidia
REGENERATE YOUR LIFE

**Anpassningsbar flexibelt
till din livssituation**



Nordic Medcom Oy

Olarinluoma 11

02200 ESPOO

Tel. 09-2533 3600

myynti@nordicmedcom.fi

nordicmedcom.fi